

**Instrukcja używania zębów akrylowych ALMAMISS**

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. **Przeznaczenie:** Zęby akrylowe ALMAMISS to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonywania protez ruchomych (wyjmowanych). **Opis:** Zęby akrylowe ALMAMISS zbudowane z trzech warstw (szyjki, dentyny i szkliwa) naśladują budowę zębów naturalne i tak jak one posiadają efekt fluorescencyjny. Zęby przednie mają urozmaiconą powierzchnię oraz przeziernie i świetliste szkliwo, a zęby trzonowe - guzki ukształtowane w sposób zapewniający wielopunktowy kontakt i anatomiczność zgryzu. Dzięki zastosowaniu podwójnie usieciowanego polimeru typu IPN, zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Produkowane są w 42 fasonach przednich górnych i dolnych oraz bocznych górnych i dolnych, w uniwersalnej skali V (16 odcieni) A1 - D4. 9 wybranych fasonów jest produkowanych w dwóch wyblonych kolorach uniwersalnej skali V - 0M1 i 0M3. Asortyment umożliwił uzupełnienie wszelkiego rodzaju ubytków w uzębieniu pacjentów zarówno pod względem kształtu jak i barwy. Zęby akrylowe ALMAMISS spełniają wymagania norm międzynarodowych EN ISO 22112 i EN ISO 7491. **Surowec użyte do produkcji:** Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC są produkowane z proszków - polimerów na bazie metakrylanu metylu i metakrylanu alilu zawierających nadtlenek benzoilu (PMMA typu IPN) oraz pigmentów, a także z płynów - monomeru metakrylanu metylu (MMA) i dimetakrylanu 1,4 butandiolu (1,4 BDDMA). **Sposób postępowania:** W celu zapewnienia dobrego łączenia zęba z masą na płyty protez, zęby boczne posiadają głęboki relief poprzeczny. **W przypadku zeszlifowania tego reliefu, z uwagi na dużą twardość warstwy dentyny zaleca się wykonanie głębokiej retencji aby zapewnić dobre wiązanie zęba z płytą protezy.** Przed osadzeniem zębów w masie na płyty protez należy **usunąć wosk wrzątkiem oraz odtłuścić ząb monomerem akrylowym.** Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji przy łączeniu z masą na płyty protez zachowują powierzchnię błyszczącą, dającą się łatwo polerować.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- zagrożeniem dla protetyka może być wdychanie pyłu podczas szlifowania zębów,
 - przy tych pracach zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.
- Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:
- protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych stosowane przez pacjenta niezgodnie z przeznaczeniem mogą stworzyć zagrożenie dla jego zdrowia ponieważ tak jak zęby naturalne są podczas użytkowania narażone na ścieranie powierzchni, ukruszenie lub całkowite wyłamanie z protezy,
 - ruchome protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy wyjmować z jamy ustnej na przerwę nocną,
 - protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 - protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 - protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 - należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych (szczególnie w przypadku protez stałych),
 - protezy zębowe nie nadające się do dalszego użytku nie wymagają specjalnego traktowania, nadają się do recyklingu i mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.

Warunki przechowywania i transportu: Zęby akrylowe ALMAMISS należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy zachować temperaturę od 3 do 30°C oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Zęby akrylowe ALMAMISS trzeba użyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania. **Podstawa prawna:** Zęby akrylowe ALMAMISS spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. Data wydania: 09.05.2022

**Instructions for use of ALMAMISS acrylic teeth**

Please read these instructions carefully before using the product. **Intendend use:** ALMAMISS acrylic teeth are a class I medical device intended for the making of removable dentures. **Description:** ALMAMISS acrylic teeth are made of three layers: the neck, dentine and enamel, mimicking the structure of natural teeth. The posterior teeth have true anatomic features and the design of their cusps enables multipoint contact. Thanks to the use of a double-cross-linked IPN polymer, ALMAMISS teeth are highly abrasion and impact resistant. They are produced in 42 moulds, upper and lower anterior and upper and lower posterior, in universal V (16 shades) A1 - D4 shade scale. The 9 selected moulds are produced in two bleached shades of the universal V scale - 0M1 and 0M3. Our extensive range enables meeting all patient's needs both in terms of shape and shade. ALMAMISS acrylic teeth meet the requirements of the international standards EN ISO 22112 and EN ISO 7491. ALMAMISS acrylic teeth, like the natural teeth, have a fluorescent effect. **Raw materials used for production:** ALMAMISS acrylic teeth are made of powders - polymers based on methyl methacrylate and allyl methacrylate containing benzoyl peroxide (PMMA type IPN) and pigments, as well as liquids - methyl methacrylate monomer (MMA) and 1,4 butandiol dimethacrylate (1,4 BDDMA). **Direction for use:** In order to ensure a good bonding of the tooth to the denture base ALMAMISS posteriors have a deep transversal relief. **In case of grounding down of this relief making of deep retention is recommended to provide a good bonding of the dentin which is very hard to the denture base.** Before setting the teeth in the denture plate **any wax residues should be removed with boiling water and the teeth degreased with an acrylic monomer.** The teeth can withstand temperatures of up to 100°C and after the polymerization process bonding them with the denture plate they retain a glossy surface, which can be easily polished.

Warnings and recommended precautions:

- danger to the prosthetist may be inhalation of dust while grinding teeth,
 - It is recommended to use an exhaust hood and a dust mask during these works.
- The manufacturer recommends that the following guidelines be included among the instructions for the patient:
- acrylic teeth dentures used by the patient inconsistently with their intended use may pose a threat to their health because, just like natural teeth, they are exposed to surface abrasion, chipping or complete breakage from the prosthesis during use,
 - removable dentures made of acrylic teeth should be removed from the oral cavity for a night break,

- dentures should be cleaned with a tooth brush using an ordinary tooth paste or other substances specially formulated for denture cleansing,
- in order to avoid any damage to its surface dentures should not be immersed in any strongly alkaline or acidic substances,
- damaged dentures should only be repaired by a prosthetist or dentist,
- the fit of dentures should be periodically checked (especially in the case of fixed dentures),
- dentures not suitable for further use do not require specific treatment, are recyclable and can be disposed of with municipal waste.

The storage and transport conditions: ALMAMISS acrylic teeth should be stored a clean and dry place. During storage and transport, the temperature should be kept between 3 and 30°C and direct sunlight and heat sources should be avoided. They must be used within 10 years from the date of manufacture mainly due to possible deterioration of the packaging. **Legal basis:** ALMAMISS acrylic teeth meet the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council. Date of issue: 09.05.2022



Gebrauchsanweisung für Kunststoffzähne ALMAMISS



Lesen Sie diese Anweisung, bevor Sie das Produkt verwenden. **Zweck:** Die Kunststoffzähne ALMAMISS sind ein Medizinprodukt der Klasse I, das für die Herstellung von herausnehmbaren Prothesen bestimmt ist. **Beschreibung:** Die Kunststoffzähne ALMAMISS bestehen aus drei Schichten: Hals, Dentin und Schneide, die den Aufbau von natürlichen Zähnen imitieren. Die Zähne ALMAMISS haben, genau wie natürliche Zähne, einen fluoreszierenden Effekt. Eine völlig neuartige Aufbau von Dentin und Schneide paßt sich ideal an das natürliche Vorbild an. Die occlusalen Flächen der Seitenzähne ermöglichen eine einwandfreie Occlusion sowie optimale Verhältnisse bei der Lateralbewegung. Dank der neuartigen, doppeltvernetzten Struktur des Polymers nach Typ IPN besitzen die Zähne ALMAMISS eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb und mechanische Beschädigungen. Sie werden in 42 Front-, Ober- und Unter- sowie Ober- und Unterseitenauführungen in der universellen V-Skala (16 Farbtöne) A1 - D4 hergestellt. 9 ausgewählte Modelle werden in zwei gebleichten Farben der universellen V-Skala produziert - OM1 und OM3. Das angebotene Sortiment ermöglicht es, alle Arten von Zahnlücken der Patienten zu schliessen, sowohl in Bezug auf die Form als auch auf die Farbe. Die Zähne ALMAMISS erfüllen die Anforderungen der internationalen Normen EN ISO 22112 und EN ISO 7491. **Für die Produktion verwendete Rohstoffe** Die Kunststoffzähne ALMAMISS werden aus Pulvern - Polymeren auf Basis von Methylmethacrylat und Allylmethacrylat mit Benzoylperoxid (PMMA, IPN-Typ) und Pigmenten - sowie Flüssigkeiten - Methylmethacrylat-Monomer (MMA) und 1,4Butandiolmethacrylat (1,4BDDMA) - hergestellt. **Vorgehensweise:** Um einen guten Verbund zwischen Zahn und Prothesenbasismasse zu gewährleisten, sind die Seitenkunststoffzähne mit einem tiefen Querrelief versehen. Wenn dieses Relief abgeschliffen werden muss, wird eine Retention empfohlen. Vor dem Einsetzen der Zähne in die Prothesenbasismasse ist das Wachs mit kochendem Wasser zu entfernen und der Zahn mit Acryl-Monomer zu entfetten. Die Zähne können Temperaturen von bis zu 100 °C standhalten und behalten nach der Polymerisation, wenn sie mit der Prothesenbasismasse verbunden sind, eine glänzende Oberfläche, die sich leicht polieren lässt.

Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen

- Ein Risiko für den Zahntechniker kann das Einatmen von Staub beim Schleifen der Zähne entstehen. Für diese Arbeiten wird die Verwendung einer Absauganlage und einer Staubmaske empfohlen.
- Der Hersteller empfiehlt, die folgenden Hinweise in die Anweisung für den Patienten aufzunehmen:
- Zahnprothesen aus Kunststoffzähnen, die vom Patienten unsachgemäß verwendet werden, können seine Gesundheit gefährden, da sie genau wie natürliche Zähne während des Gebrauchs anfällig für Oberflächenabrieb, Splinterungen oder den vollständigen Bruch der Prothese sind.
- Herausnehmbare Zahnprothesen aus Kunststoffzähnen müssen für eine nächtliche Pause aus dem Mund genommen werden.
- Zahnprothesen müssen mit einer Zahnbürste und Zahnpasta oder anderen Produkten gereinigt werden, die speziell für die Pflege von Zahnprothesen entwickelt wurden.
- Zahnprothesen dürfen nicht in stark alkalische oder saure Substanzen eingetaucht werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Zahnprothesen, die beschädigt wurden, dürfen nur von einem Zahntechniker oder einem Zahnarzt repariert werden.
- Der Sitz der Zahnprothesen sollte regelmäßig überprüft werden.
- Nicht mehr verwendbare Zahnprothesen bedürfen keiner besonderen Behandlung, sind recycelbar und können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lager- und Transportbedingungen: Die Kunststoffzähne ALMAMISS müssen an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden. Während der Lagerung und des Transports müssen Temperaturen von 3 bis 30 °C gehalten und eine direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermieden werden. Die Kunststoffzähne ALMAMISS sind innerhalb eines Zeitraums von höchstens 10 Jahren nach der Herstellung zu verbrauchen, insbesondere wegen der möglichen Minderung der Verpackungsqualität. **Rechtsgrundlage:** Die Kunststoffzähne ALMAMISS entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates. Ausgabedatum: 09.05.2022

PL Stosowane symbole/EN Symbols on the packaging/D Verwendete Symbole



Wytwórca/ Manufacturer/ Hersteller



Przestrzeżać instrukcji użytkowania/ Consult instructions for use/ Beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
Mark of product conformity with requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council
Konformitätszeichen des Produkts mit der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania/ Temperature limit/ Begrenzung der zulässigen Lagertemperaturen



Chronić przed światłem słonecznym/ Keep away from sunlight/ Vor Sonnenlicht schützen



Produkt jest wyrobem medycznym/ The product is a medical device/ Ist ein Medizinprodukt



Nr serii/ Batch code/ Chargen-Nr



Termin ważności/ Use-by date/ Verfallsdatum

PL

**Instrukcja stosowania zębów
akrylowych ALMAMISS** 1639

Zęby akrylowe ALMAMISS są przeznaczone do ruchomych protez zębowych oraz mostów i implantów. Są zbudowane z trzech warstw (szyjki, dentyny i szkliva) naśladują budowę zęby naturalne i tak jak one posiadają efekt fluorescencyjny. Zęby przednie mają urozmaiconą powierzchnię oraz przeziernie i świetliste szklivo, a zęby trzonowe - guzki ukształtowane w sposób zapewniający wielopunktowy kontakt i anatomiczność zgryzu.

Dzięki zastosowaniu podwójnie utwardzonego polimeru typu IPN w warstwie szkliva oraz wzmocnieniu dentyny zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Są produkowane we wszystkich kolorach uniwersalnej skali kolorystycznej V (A₁-D₄), a wybrane fasony w dwóch wybielonych kolorach OM1 i OM3.

W celu zapewnienia dobrego łączenia zęba z masą na płyty protez, zęby boczne posiadają głęboki relief poprzeczny. **W przypadku zeszlifowania tego reliefu, z uwagi na dużą twardość warstwy dentyny zaleca się wykonanie głębokiej retencji aby zapewnić dobre wiązanie zęba z płytą protezy.** Przed osadzeniem zębów w masie na płyty protez należy usunąć wosk wrzątkiem oraz odtłuścić ząb monomerem akrylowym. Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji przy łączeniu z masą na płyty protez zachowują powierzchnię błyszczącą, dającą się łatwo polerować.

Zęby ALMAMISS spełniają wymagania norm międzynarodowych PN EN ISO 22112 i PN EN ISO 7491.

Zagrożeniem dla zdrowia może być wdychanie pyłu przez protetyka podczas szlifowania zębów. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Zęby akrylowe ALMAMISS w opakowaniach należy przechowywać w czystym, suchym, nie nasłonecznionym miejscu. Trzeba je zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

- protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
- protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
- protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
- należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych (szczególnie w przypadku protez stałych).

GB

**Instructions for use of ALMAMISS
acrylic teeth** 1639

ALMAMISS acrylic teeth have been designed for use in all types of prosthetic dentures. The teeth consist of three layers (neck, dentine and enamel), imitating the structure of natural teeth and like the natural ones have a fluorescent effect. ALMAMISS anterior teeth have differentiated final surface with transparent and luminous enamel.

The posterior teeth have true anatomic features and the design of their cusps enables multipoint contact. Thanks to the new enamel formula based on double cross-linked IPN type polymers and to the enhancement of mechanical properties of the dentin, ALMAMISS teeth are highly abrasion and impact resistant. They are manufactured in all universal V shades (A₁-D₄). Selected moulds are available in two bleached shades OM1 and OM3. In order to ensure a good bonding of the tooth to the denture base ALMAMISS posteriors have a deep transversal relief. **In case of grounding down of this relief making of deep retention is recommended to provide a good bonding of the dentin which is very hard to the denture base.** Before setting the teeth in the denture plate any wax residues should be removed with boiling water and the teeth degreased with an acrylic monomer. The teeth can withstand temperatures of up to 100°C and after the polymerization process bonding them with the denture plate they retain a glossy surface, which can be easily polished. ALMAMISS teeth meet the requirements of the international standards EN ISO 22112 and EN ISO 7491.

There is a potential hazard, however, in breathing in the dust by the technician during grinding or polishing work. It is therefore recommended that a suitable extraction system is used and a dust mask worn during such work.

ALMAMISS teeth should be stored in their original packaging in a clean, dry place away from the sunlight or a source of heat. They must be used within ten years from the date of manufacture mainly due to possible deterioration of the packaging.

The manufacturer recommends that the following guidelines be included among the instructions for the patient:

- Acrylic teeth dentures should be cleaned with a tooth brush using an ordinary tooth paste or other substances specially formulated for denture cleansing.
- Damaged dentures should only be repaired by a suitably qualified person (dentist, dental technician or a denturist).
- In order to avoid any damage to its surface dentures should not be immersed in any strongly alkaline or acidic substances.
- Patients are advised to have their prosthetic dentures checked periodically by a dentist.

D

Kunststoffzähne ALMAMISS - Verarbeitungsanleitung -

CE 1639

F

L'instruction de l'application des dents acryliques ALMAMISS

CE 1639

Die Kunststoffzähne ALMAMISS sind für den Einsatz in der partiellen, totalen sowie Implantat getragene Prothetik konzipiert. Der Aufbau besteht aus drei Schichten: dem Zahnhals, dem Dentin und der Schneidemasse. Die neu entwickelten Materialien, basierend auf die doppelvernetzte Struktur des Polymers nach Typ IPN, zeigen eine hervorragende Fluoreszenz, die dem natürlichen Zahn sehr nahe kommt. Das Dentin der Frontzähne hat einen völlig neuartigen Aufbau, die Scheide ist sehr transluzent. Diese Eigenschaften verleihen dem Kunststoffzahn eine sehr natürliche Wirkung.

Die occlusalen Flächen der Seitenzähne ermöglichen eine einwandfreie Occlusion sowie optimale Verhältnisse bei der Lateralbewegung, der Vielpunktkontakt ist einfach zu erreichen. Die Zähne ALMAMISS besitzen eine sehr hohe Festigkeit, die Beständigkeit gegen eine Abrasion ist sehr hoch. Die verschiedenen Formen der Front- und Seitenzähne werden in den Farben V (A₁-D₄) angeboten. Ausgewählte Formen sind in zwei hellen Farben OM1 und OM3 erhältlich. Zur Sicherung einer richtigen Verbindung des Zahnes mit der Masse für Prothesenplatten haben die Seitenzähne ein tiefes Querrelief. **Bei der Abschleifung des Reliefs wird zur Sicherung der richtigen Verbindung des Zahnes mit der Prothesenplatte wegen der hohen Härte der Dentinschicht empfohlen, eine tiefe Retention auszuführen.**

Vor der Befestigung der Zähne im Prothesenmaterial ist Wachs mit heißem Wasser zu entfernen. Die Zähne müssen mit Acryl-Monomer zu entfettet werden. Nach der Polymerisation haben ALMAMISS - Zähne, eine glatte, glänzende Oberfläche.

Die ALMAMISS - Zähne erfüllen die Bestimmungen der internationalen Normen EN ISO 22112 und EN ISO 7491.

Beim beschleifen der Zähne beachte, der Zahntechniker, die Einschlägigen Vorschriften (Absaugung und Staubmaske).

Die Kunststoffzähne ALMAMISS sind verpackt in einem sauberen, trockenen und nicht der Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzten Raum aufzubewahren. Sie sind innerhalb von 10 Jahren ab Herstellungsdatum zu gebrauchen, besonders hinsichtlich einer möglichen Verminderung der Verpackungsqualität.

Der Produzent empfiehlt, in der Anweisung für den Patienten folgende Hinweise zu platzieren:

- Der Zahnersatz, sollte nur mit einer entsprechenden Zahnbürste, Zahnpasta oder ähnlichem gereinigt.
- Auf keinen Fall nur chemische Reinigungslösungen verwenden. (Stark alkalisch oder säurehaltige Reiniger vermeiden!)
- Zahnprothesen, die beschädigt wurden, dürfen ausschließlich vom Prothetiker oder vom Zahnarzt repariert werden.
- Die Anpassung der Zahnprothesen soll regelmäßig überprüft werden (insbesondere bei fixen Prothesen).

Les dents en résine ALMAMISS sont conçues pour tous les types de prothèses dentaires. La dent est constituée de trois couches (collet, dentine et email), imitant la structure et la fluorescence de la dent naturelle. Les antérieures ALMAMISS possèdent en surface un émail transparent et lumineux. Les postérieures ALMAMISS permettent une occlusion facile, avec des points de contact pendant les mouvements de latéralité.

Grâce à l'utilisation de double polymère réticulé de type IPN dans la couche d'émail dentaire et la consolidation de la dentine, les dents ALMAMISS ont une très grande résistance mécanique et abrasive. Les dents ALMAMISS sont disponibles dans toutes les teintes (A₁ à D₄). Les façons sélectionnés sont disponibles en deux teintes blanchies OM1 et OM3.

Les dents acryliques collatérales ont un profond relief transversal qui permet un bon assemblage des dents au plaque de la prothèse dentaire. **Au cas de la rectification complète de ce relief, vu la rigidité de la dentine, il est conseillé d'exécuter une profonde rétention, pour assurer un bon assemblage des dents au plaque de la prothèse dentaire.** Avant de mettre les dents dans une masse pour les plaques des prothèses il faut enlever une cire avec de l'eau bouillante et dégraisser une dent avec un monomère acrylique. Les dents résistent à la température de 100°C, et après un procès de la polymérisation dans la jonction avec une masse pour les plaques des prothèses elles gardent une surface brillante et apte à se faire polir.

Les dents ALMAMISS remplissent les exigences des normes internationales EN ISO 22112 et EN ISO 7491.

Une seule menace peut être une respiration de la poussière par un orthopédiste pendant l'action de polir les dents. Pendant ces travaux-là, on conseille d'utiliser une masque antipoussièreuse et un aspirateur de poussière.

Les dents acryliques ALMAMISS dans les emballages devraient être conservées dans les endroits propres, secs, et hors de portée du soleil. Il faut les employer pendant une période sans dépasser 10 ans à partir de la date de production, avant tout pour des raisons de la diminution de qualité des emballages.

Le producteur conseille d'écrire dans l'instruction pour un patient des observations suivantes:

- les prothèses de dents faites des dents acryliques sont à laver avec une brosse à dents et un dentifrice ou d'autres produits destinés spécialement aux soins des prothèses,
- on déconseille de mouiller les prothèses de dents dans les substances fort alcalines ou acides pour éviter d'endommager la surface,
- les prothèses de dents endommagées ne sont qu'à réparer par l'orthopédiste ou le médecin-dentiste,
- il faut vérifier périodiquement l'ajustement des prothèses dentaires (surtout des prothèses fixes).