

GB

Estetic Ekri CE 0120

opaquer



- used to conceal the reflection of metal elements in crowns and bridges,
- consists of liquids in ecru and brown colour, mixing them helps to obtain the required beige shade,
- can be applied on metal and plastic elements.

Packaging:**Set:**

20 ml ecru colour liquid,
10 ml brown colour liquid.

PL **Opaker**

- służy do usunięcia ciemnego refleksu metalowych elementów koron i mostów,
- składa się z płynów w kolorze ecru i brązowym co umożliwia indywidualne dobranie przez technika odcienia beżu,
- może być наносzony zarówno na elementy metalowe jak i z tworzywa.

Opakowanie:**Komplet:**

20 ml płynu koloru ecru,
10 ml płynu koloru brązowego.

D **Opaker**

- dient zur Abdeckung der Metallflächen von Kronen und Brücken,
- setzt sich aus Flüssigkeiten in Kremfarben und Braun zusammen, was dem Techniker ermöglicht, den Beige-Farbtönen individuell anzupassen,
- kann sowohl auf Metall- als auch auf Kunststoffteile aufgetragen werden.

Verpackungseinheit:**Satz:**

20 ml Flüssigkeit Kremfarben,
10 ml Flüssigkeit Braun.

RUS **Опакер**

- служит для устранения темного оттенка металлических элементов коронок и мостов,
- набор состоит с жидкости коричневого и кремового цвета, что позволяет технику индивидуально подобрать оттенок бежевого цвета,
- может наноситься как на металлические, так и на пластмассовые элементы.

Упаковка:**Комплект:**

20 мл жидкости кремового цвета,
10 мл жидкости коричневого цвета.