

GB

Classic acrylic teeth



- two layer with fluorescent effect,
- abrasion resistant, hardness 25,6 HV0,1 in Vickers scale (250MPa),
- produced in 9 shades of universal V scale and in dozens different moulds,
- the cheapest line.

Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 18 sets of 6 teeth (108 pcs),

posterior teeth: 12 sets of 6 teeth (96 pcs).

PL **Zęby akrylowe Classic**

- dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym,
- odporne na ścieranie - twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa),
- kilkadziesiąt różnorodnych fasonów w 9 kolorach uniwersalnej gamy V,
- najtańsze.

Opakowania:

Pudełka:

zęby przednie: 18 pletek po 6 zębów (108 szt.),

zęby boczne: 12 pletek po 8 zębów (96 szt.).

D **Kunststoffzähne Classic**

- zweischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- abrasionsfest, Vickershärte 25,6 HV0,1 (250 MPa),
- Dutzende verschiedene Zahnformen, in 9 V-Farben,
- die preiswertesten.

Verpackungseinheiten:

Frontzähne: 18 Zahngarnituren á 6 Zähne (108 Stk.),

Seitenzähne: 12 Zahngarnituren á 8 Zähne (96 Stk.).

RUS **Акриловые зубы Classic**

- двухслойные, с флуоресцентным эффектом,
- стойкие к истиранию - твердость 25,6 HV0,1 по Виккерсу (250 МПа),
- множество разнообразных фасонов в 9 цветах универсальной шкалы V,
- наиболее экономичный вариант.

Упаковки:

Коробки:

передние зубы: 18 планок из 6 зубами (108 шт.),

боковые зубы: 12 планок из 8 зубами (96 шт.).